

## QA23 CLOUD - Ошибка #17897

### Нет предела наполнения 250 мл. сосуда реактивами в эксперименте

10/15/2022 08:16 PM - Василий Апостолов

<b>Status:</b>	Новая	<b>Start date:</b>	10/15/2022
<b>Priority:</b>	Нормальный	<b>Due date:</b>	
<b>Assignee:</b>	Василий Апостолов	<b>% Done:</b>	0%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.01 hour
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			
<b>Шаги воспроизведения:</b>			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Нажать на иконку выбора сосуда</li><li>2. выбрать "стакан" на 250 мл (на неё есть метка объёма 250мл)</li><li>3. Перейти в категорию солевых растворов и элементов "Solid"</li><li>4. добавлять растворы и элементы в "стакан" более 250 Мл</li></ol>			
<b>Ожидаемый результат:</b> информационное сообщение о том что стакан полон или просто не возможность его наполнить более 250мл			
<b>Фактический результат:</b> Стакан наполнен более 400 мл что больше чем его объём в 250мл			
<a href="https://gyazo.com/09b0ed59257857c54d07c5f3a9b03bd0">https://gyazo.com/09b0ed59257857c54d07c5f3a9b03bd0</a>			