

## QA25 - Ошибка #19285

### Некорректное отображение значения температуры пламени при использовании горелки на штативе

02/06/2023 09:15 PM - Kirill Matvienko

<b>Status:</b>	Новая	<b>Start date:</b>	02/06/2023
<b>Priority:</b>	Нормальный	<b>Due date:</b>	
<b>Assignee:</b>	Kirill Matvienko	<b>% Done:</b>	0%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.20 hour
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			
<b>Шаги воспроизведения:</b>			
1. Запустить приложение "Chemist"			
2. Через иконку "Колба" установить лабораторный штатив на рабочую поверхность			
3. Через иконку "Колба" установить механическую горелку на штатив			
4. Отрегулировать температуру поднятием держателя для колбы на штативе			
<b>Ожидаемый результат:</b> Показатель температуры в диапазоне чисел 50 - 100 градусов по Цельсию			
<b>Фактический результат:</b> Показатель температуры в диапазоне чисел 352 - 1000 градусов по Цельсию			
<b>Видео прилагается</b>			

#### Files

регулировка температуры.mp4

3.86 MB

02/06/2023

Kirill Matvienko