

QA25 - Ошибка #19484

Превышение максимального значение 250 ml в колбе

02/08/2023 11:22 AM - Olga Faal

Status:	Новая	Start date:	02/08/2023
Priority:	Нормальный	Due date:	
Assignee:	Olga Faal	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.10 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Шаги воспроизведения:			
1. Зайти в приложения			
2. Выбрать колбу в меню с оборудованием в хедере			
3. Выбрать любую жидкость в меню с жидкостями в хедере			
3. Налить выбранную жидкость в колбу, переливая первую за граничное значение 250 ml			
Ожидаемый результат:			
Жидкость не переливается за граничное значение 250 ml			
Фактический результат :			
Жидкость переливается за граничное значение 250 ml до значения 330 ml			

Files

Безымянный.png

971 KB

02/08/2023

Olga Faal